



Schockraumaktivierung

Konferenzschaltung SR LUKS



Konferenzschaltung SR Kinderspital



Leitfaden zur Schockraumaktivierung:

1. Aktivierende Person wählt entweder 999 501 oder 999 509 (siehe Vorderseite)
2. Gesprächsteilnehmer melden sich mit **Funktion** zu Wort
3. Abfrage der Teilnehmer nach Funktion (OA IPS, OA Kinderchirurgie, OA Anästhesie)
4. Anmeldung gemäss Notiz auf Anmeldeformular durchgeben
5. AA mit Sucher 1250 nach 17:00 und Wochenende informiert OA Kinderchirurgie via Zentrale 111
6. OA KJNO CT (6453) im Falle eines Traumas.

Beispiel:

- Anwahl Telekonferenz Aktivierung Schockraum:
- Abfrage Teilnehmer:

OA KJNO?, OA IPS? OA Kinderchirurgie? OA Anästhesie? OA Chirurgie LUKS?

- Bericht/Rapport:

z.B. 10-jähriger männlicher Patient kommt per Rega.... Ankunft in XY Minuten, Mechanismus... Vitalparameter...intubiert ja/nein...

- Abwarten ev. Wortmeldungen aller Beteiligten
- Beenden der Konferenzschaltung durch Auflegen.